

Raport sterylizacji

Data: 2025-12-05
Nr cyklu: 00368
<p>W tym miejscu podkleić raport</p>
<p><i>Dmytro Sirenko</i></p> <p>Podpis osoby odpowiedzialnej</p>

Parametry krytyczne procesu	
Temperatura: 134°C Czas: 4 min 0 s Ciśnienie: 211 - 214	
Podmioty dla których zostały wysterylizowane narzędzia w danym cyklu <div> <div>K008-GG</div> <div>K082-MJ</div> <div>K087-MM</div> <div>K157-MK</div> </div>	
góra	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
środek	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
dół	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo

Raport sterylizacji

Data: 2025-12-05
Nr cyklu: 00365
<p>W tym miejscu podkleić raport</p>
<p style="text-align: center;"><i>Dmytro Sirenko</i></p> <p>Podpis osoby odpowiedzialnej</p>

Parametry krytyczne procesu	
Temperatura: 121°C Czas: 20 min 3 s Ciśnienie: 111 - 117	
Podmioty dla których zostały wysterylizowane narzędzia w danym cyklu	
<div> <div>K-165-KW</div> <div>K007-MS</div> <div>K023-AS</div> <div>K025-AZ</div> <div>K027-DF</div> </div>	
<div> <div>K034-DBA</div> <div>K042-MD</div> <div>K048-OL</div> <div>K063-AP</div> <div>K064-NS</div> </div>	
góra	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
środek	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
dół	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo